

# Probeta Graduada 500 ml **KIMAX**

La probeta graduada 500 ml es una herramienta fundamental en cualquier entorno científico, tanto en laboratorios de química, biología y física como en industrias diversas. Estos cilindros graduados están diseñados para medir volúmenes de líquidos con alta precisión.

## CARACTERÍSTICAS

Fabricada en vidrio de borosilicato


Intervalo de la graduación de 25 a 500ml

División de 5mL.

Tolerancia de  $\pm 2.6$ mL.

Base hexagonal de vidrio

Gradación en color blanco



**SKU: 20024-500**