

Refractómetro Portátil 0-80% **CIVEQ**



Un Refractómetro Portátil 0-80% es instrumento de medición profesional para evaluar la concentración de alcohol del vino o líquido, ampliamente utilizado para analizar bebidas destiladas, vino de arroz y vino.

CARACTERÍSTICAS

Rango de medición de concentración de 0 ~ 80%.

Divisiones 1%.

Fácil de usar y calibrar.

Compensación automática de temperatura 10 a 30 grados centígrados.



Incluye estuche rígido, pipeta y paño de microfibra

SKU: CVQ 4012-A