

Vaso Precipitado 250 ml **CIVEQ**

Vaso Precipitado 250 ml es un cilindro con una pared lateral recta. Gracias a esta forma, los vasos de precipitados son recipientes de laboratorio de uso universal y suelen servir como vasos de cocción, recipientes de recogida y para preparar, mezclar y calentar soluciones.

- ✓ También se puede utilizar para calentar, disolver o preparar reacciones químicas.

CARACTERÍSTICAS

Vaso Griffin, forma baja

Fabricado en vidrio de borosilicato 3.3.

Graduación en esmalte blanco

- ✓ Su objetivo principal es contener líquidos o sustancias químicas diversas de distinto tipo.



SKU: 1101-250