

Vaso Precipitado de Vidrio 5 ml. **DURAN**

Vaso Precipitado de Vidrio es un cilindro con una pared lateral recta. Gracias a esta forma, los vasos de precipitados son recipientes de laboratorio de uso universal y suelen servir como vasos de cocción, recipientes de recogida y para preparar, mezclar y calentar soluciones. Se pueden llenar fácilmente a través de la gran abertura del recipiente.

CARACTERÍSTICAS

fabricado en vidrio de borosilicato

Estampado cerámico blanco de alta resistencia

Escala de fácil lectura con marcas de graduación para calcular el contenido



SKU: 211060701