

Vaso Precipitado de Vidrio 50 ml. **DURAN**

Vaso Precipitado de Vidrio es un cilindro con una pared lateral recta. Gracias a esta forma, los vasos de precipitados son recipientes de laboratorio de uso universal y suelen servir como vasos de cocción, recipientes de recogida y para preparar, mezclar y calentar soluciones. Se pueden llenar fácilmente a través de la gran abertura del recipiente.

CARACTERÍSTICAS

**fabricado en vidrio de
borosilicato**

**Estampado cerámico blanco de
alta resistencia**

**Escala de fácil lectura con marcas
de graduación para calcular el
contenido**



SKU: 211060706