

Vaso de Precipitado 150 ml. **KIMAX**

Vaso de Precipitado 150 ml es un cilindro con una pared lateral recta. Gracias a esta forma, los vasos de precipitados son recipientes de laboratorio de uso universal y suelen servir como vasos de cocción, recipientes de recogida y para preparar, mezclar y calentar soluciones. Se pueden llenar fácilmente a través de la gran abertura del recipiente.

CARACTERÍSTICAS

Vaso Griffin, forma baja

Intervalo de la graduación de 20 a 140 ml

División de 20 ml

Graduación y área en color blanco

Fabricado en vidrio de borosilicato



SKU: 14000-150