

# Vaso de Precipitado Berzelius

## **KIMAX** 200 ml

Vaso de Precipitado Berzelius es un cilindro con una pared lateral recta, forma alta. Gracias a esta forma, los vasos de precipitados son recipientes de laboratorio de uso universal y suelen servir como vasos de cocción, recipientes de recogida y para preparar, mezclar y calentar soluciones. Se pueden llenar fácilmente a través de la gran abertura del recipiente.



### CARACTERÍSTICAS

Forma alta. con pico

Intervalo de la graduación de 25 a 150 ml

División de 25 ml

Marcas de doble escala

Graduación y área en color blanco

Fabricado en vidrio de borosilicato

**SKU: 14030-200**