


# Vaso de precipitado 100 ml **PYREX**

Vaso de precipitado 100 ml es un cilindro con una pared lateral recta. Gracias a esta forma, los vasos de precipitados son recipientes de laboratorio de uso universal y suelen servir como vasos de cocción, recipientes de recogida y para preparar, mezclar y calentar soluciones



## CARACTERISTICAS

**Vaso Griffin, forma baja**

**Con pico**

**Graduación y área en color blanco**

**Intervalo de graduación de 20 a 80 ml**

**Division de 10 ml**

**SKU: 1000-100**