

Cinta Micropore Blanco 2.5cm 3M

- fabricada con papel hipoalergénico
- Libre de látex
- Rollo de 2.5 de ancho x 9.1 m de largo
- Buena adhesión a la piel
- Fácil de manipular



La Cinta Micropore Blanco 2.5cm es una cinta de papel que se utiliza para curar las heridas y asegurar los tubos médicos. También es usualmente recomendada para minimizar la formación de una cicatriz quirúrgica. Esta cinta permite que la piel respire, y ayuda a prevenir tirones de la misma.

