

# Cubrebocas de 3 Pliegos C/Elástico Azul **AMBIDERM**

- Termo sellado Plisado
- Incluye Filtro de Eficiencia de filtración Bacteriana
- Resistente a Líquidos
- Fabricado en tela no tejida
- Tres pliegos con filtro antibacterial
- Quirúrgico y Desechable
- BFE mayor o igual a 98%
- Caja 50 piezas



Un cubrebocas es un instrumento quirúrgico que se utiliza para evitar que las pequeñas gotas de saliva que se generan al hablar, toser o estornudar, sean esparcidas y puedan contagiar a las personas que están alrededor.

