


Gradilla blanca 60 lugares para tubos de ensayo **CRM GLOBE**

- Fabricados en Polietileno de alta resistencia
- Diámetro del tubo 16 mm
- Lugares 60
- Color Blanco
- Fácil de ensamblar en segundos



La función principal de la Gradilla blanca 60 lugares x 16mm es facilitar por completo el manejo y uso y transporte de los tubos de ensayo que contienen soluciones o muestras médicas. Se puede considerar un instrumento de primera necesidad dentro del laboratorio.

