

Reactivos para Cloro DPD1 250 Tabletas LAMOTTE

- Factor de prueba:
Cloro Libre o
Residual
- Sistema de prueba:
Instrumental o
visual
- Rango/Sensibilidad:
 $\leq 0.05 / 0.05 - 10.0$
ppm
- # de pruebas: 250
- Se presentan en un
empaque que
contiene 25
blísteres de
aluminio, cada
blíster contiene 10
tabletas.



Los Reactivos para Cloro DPD1 en 250 Tabletas grado instrumental son esenciales para la determinación precisa de cloro en muestras de agua.

