

250 Tabletas Reactivos en Rojo de Fenol para pH **LAMOTTE**

- factor de prueba:
pH
- Sistema de prueba:
Reactivo Visual
- Rango/Sensibilidad:
6.5, 6.8, 7.0, 7.2, 7.6,
8.2 y 8.5 ppm
- # de pruebas: 250
- Se presentan en una
caja que contiene 25
blísteres de
aluminio, cada
blíster contiene 10
tabletas.



Estas tabletas, diseñadas para disolverse rápidamente, son ideales para su uso en campo, tanto en el análisis de agua potable como en agua de piscina

