


Aguja Vacutainer Verde PrecisionGlide **BD**

- Estéril para usarse una sola vez y desecharse
- No tóxico libre de pirógenos y libre de látex
- El dispositivo de seguridad está alineado con el bisel de la aguja
- 21G x 1.5" (0.8mm x 38mm)
- Aguja para toma y recolección de sangre.
- Presentación: Caja con 100 piezas



- **Aguja para toma de muestra de sangre para toma sencilla y múltiple**
- **Deséchese de forma adecuada para evitar punciones accidentales**
- **Esterilizado por radiaciones gama**
- **El dispositivo de seguridad está alineado con el bisel de la aguja**
- **El dispositivo de seguridad se activa de forma permanente, reduciendo el riesgo de lesiones causadas por pinchazos con aguja**

