

Bata Cirujano sms Azul UMD

- Bata Cirujano desechable
- Resistente a la penetración microbiana en condiciones de ambiente seco y húmedo
- Elemento de protección indicado para uso en procedimientos quirúrgicos
- Ideal para brindar comodidad y protección al personal médico y pacientes durante una intervención quirúrgica



- **100% polipropileno**
- **Repelente a fluidos**
- **No estéril**
- **Desechable**
- **Sirve para evitar contagio e infecciones**
- **Ligero, suave**

