

Bolsa Recolectora de Orina Niña **RUISANCHEZ**

Son un recipiente de polímero plástico transparente.

- Para Muestras De Urocultivo Estéril, Niño.
- Bolsa de polipropileno regular con fuelle y orificio circular rodeado con área adhesiva cubierta con papel removible.



Bolsa

- Largo: 15 cm +/- 0.5 cm
- Ancho: 6 cm +/- 0.2 cm
- Fuelle: 5 cm +/- 1 cm
- Espesor: 0.004 a 0.006 cm

Área adhesiva

- Largo: 6 cm +/- 0.2 cm
- Ancho: 4.5 cm +/- 0.2 cm

Niña

- Parte más ancha: 25 mm +/- 2 mm
- Parte más angosta: 10 mm +/- 1 mm
- Largo: 45 mm +/- 2 mm

bolsa de polietileno regular con fuelle y orificio en forma de pera rodeado con área adhesiva cubierta de papel removible.

