

Bolsa Recolectora de Orina Niño **RUISANCHEZ**

Son un recipiente de polímero plástico transparente.

Estas bolsas se pueden utilizar con una sonda vesical o recolector de orina.

- Para Muestras De Urocultivo Estéril, Niño.
- Bolsa de polipropileno regular con fuelle y orificio circular rodeado con área adhesiva cubierta con papel removible.

Bolsa

- Largo: 15 cm +/- 0.5 cm
- Ancho: 6 cm +/- 0.2 cm
- Fuelle: 5 cm +/- 1 cm
- Espesor: 0.004 a 0.006 cm

Área adhesiva

- Largo: 6 cm +/- 0.2 cm
- Ancho: 4.5 cm +/- 0.2 cm

Niño

- Radio: 30 mm +/- 2mm



bolsa de polietileno regular con fuelle y orificio circular rodeado con área adhesiva cubierta con papel removible.

