

Catéter Intravenoso Insyte 22g x 1.00" BD

- Diámetro interior 0.65 mm /
Diámetro exterior 0.88 mm
- Tasa de flujo de gravedad
35 ml/min
- Fabricado con poliuretano
- Con cámara de
visualización y tapón de
ventilación removible



- **Radiopaco:** Permite la visualización en exámenes de imagen.
- **Apirógeno:** Libre de sustancias que causan fiebre.
- **Embalado unitariamente:** Envase estéril, listo para su uso inmediato.
- **Esterilizado por óxido de etileno:** Garantía de esterilidad del producto.
- **Sin látex de caucho natural:** Apto para pacientes con alergia al látex.

