

# Cinta Testigo en Vapor.

## PROTEC

- Cinta testigo de 18mm x50mts. de largo
- Para esterilización en vapor presión
- Ideal para la utilización de autoclaves de manejo sencillo.
- Contiene 1 pz.
- Cinta quirúrgica de plástico con adhesivo hipoalergénico.
- Composición: Polietileno-Acrilato.



**La Cinta Testigo en Vapor es una cinta elaborada con papel crepé. Una de sus caras está impregnada con un material adhesivo y la otra con pigmentos indicadores sensibles a la temperatura y humedad.**

