

ROBSAN Densímetro 1.000- 1.200 Liq+Pesados Agua

Para medir la densidad
por inmersión

Fabricado en vidrio

Rango de medición es de 1.000 a
1.200 para líquidos con densidad
mayor a la del agua

El Densímetro 1.000-1.200
Liq+Pesados Agua ROBSAN es
ideal para todo tipo de
aplicaciones donde se necesite
una medición rápida de la
densidad relativa, ya que no hay
necesidad de calcular antes su
masa y volumen.

Es importante que se haga la
lectura a la temperatura
mencionada en el densímetro,
generalmente 15.56°C, para
obtener una lectura más
exacta.

SKU: DE-0845