

Densímetro Alcoholímetro 0-100 **ROBSAN** Calibrado Gay Lussac



Porcentaje en volumen del etanol
sobre un volumen total.

Calibrado a 20 °C, Graduación 0-100

Densímetro de flotación diseñado
para determinar el grado de
alcohol

Densímetro Alcoholímetro 0-100
Calibrado Gay Lussac es una
herramienta especializada para
medir con precisión el contenido
alcohólico en líquidos. Con un
rango de medición de 0-100%
de alcohol, este densímetro es
ideal para aplicaciones que
requieren una evaluación
detallada en concentraciones
más bajas, como en la industria
de bebidas y laboratorios de
control de calidad.

Medición en grados Gay-Lussac.
Ideal para determinar el grado de
alcohol de cerveza, vino, tequila,
ron, vodka, etc.

SKU: DE-1095