


Equipo Alado Vacutainer Safety-lok BD

- 23G x 3/4" x 12" (0.6 x 19 mm x 305 mm)
- El equipo alado está listo para usarse al retirarlo del empaque, no requiere ensamble.
- Se vende por pieza.



- Ayuda a guardar la integridad de las venas delgadas y difíciles.
- Facilita el manejo de la aguja al momento de realizar la punción, disminuyendo el contacto con el paciente.
- Proporciona protección a las venas difíciles, además de permitir que la manipulación del sistema sea flexible principalmente en los sitios de difícil acceso.
- Permite confirmar la localización de la vena a través del cuerpo translúcido.

