

Escobillón para Vaso de Precipitado Forma Recta **NACIONAL**

- Pueden estar fabricadas con cerdas de nylon, pelo de cabra, poliéster, polipropileno, lo cual están sujetas en un alambre torcido y alargado.
- Consta de un alambre torcido y entre ellas, está sujeta las cerdas.
- La escobilla es resistente a diferentes ácidos o químicos corrosivos.



es un utensilio de laboratorio en el que consiste de un cepillo de manera alargada. Este utensilio de limpieza usado en laboratorio, está diseñado para limpiar superficies que se complica el acceso.

