

# Espátula de Ayre modificada de Madera de primera.

## RUISANCHEZ

- Dispositivo alargado de madera de pino inastillable
- con dos extremos diferentes
- superficie lisa
- puntas redondeadas, aristas
- bordes pulidos.



**Espátula de Ayre modificada, con aberturas en forma de U en un lado y una superficie plana en el otro. El extremo ancho es para la recolección de muestras vaginales y el extremo estrecho para la recolección de muestras cervicales. Se gira 360 grados en la vagina para obtener las células que se enviarán para la prueba de papanicolaou.**

