

Frasco Polietileno Ámbar Boca Ancha

500 ml **NALGENE**

El color ámbar opaco reduce la transmisión de la luz ultravioleta para proteger los líquidos sensibles a la luz. Útiles para almacenamiento, transporte y envasado, ofrecen una excelente resistencia química a la mayoría de los ácidos, bases y alcoholes.



CARACTERÍSTICAS

Cuerpo de polietileno de alta densidad ámbar

Tapón roscado (53mm) de polipropileno ámbar

Cierre hermético

Diseñado para almacenar, transportar y envasar reactivos sensibles a la luz.

Se pueden utilizar en congeladores a temperaturas de hasta -100°C para almacenamiento a largo plazo.

SKU: 2185-0016