


# Gradilla de Alambre 90 lugares Recubierta de Vinilo

## AESA

- Utensilio práctico para colocar tubos de ensayo de forma vertical
- uso fácil de transportar y usar en baño maría.
- Lugares: 90
- Tamaño del tubo: 13 mm
- Fabricada en alambre recubierto de vinilo.



La función principal de la gradilla de Alambre 90 lugares es facilitar por completo el manejo y uso y transporte de los tubos de ensayo que contienen soluciones o muestras médicas. Se puede considerar un instrumento de primera necesidad dentro del laboratorio.

