

Guante **ESTERIL (G)** para Exploración **AMBIDERM**

- Guante estéril de hule látex natural.
- Ajuste perfecto y confortable.
- Diseño ambidiestro.
- Guante para exploración
- Estéril
- Material: Látex
- Bajo en polvo
- Acabado: Sedoso
- Textura: Liso
- Guante empacado individualmente en bolsa de PE



Tienen principalmente propiedades como:

- Exentos de micro-agujeros
- Formar una barrera bacteriológica
- Ser impermeable a los colorantes
- Proporcionar un buen tacto
- Tener una buena resistencia a la tracción.

