

Lanceta Microtainer Quikheel **BD**

- Estériles y de un solo uso.
- Hoja de acero extrafina
- Seguridad y comodidad para el paciente
- Empaquetado de manera individual. (se vende por pieza)
- Ref: 368100
- Ref: 368101



368100 Lanceta color rosa: 0.85 mm de profundidad 1.75 mm de corte (Para punciones en talón de bebes prematuros con peso menor a 1.5 Kg.)

368101 Lanceta color verde: 1.0 mm de profundidad 2.5 mm de corte (Para bebes nacidos a término)

