

Microtubos para Centrifuga 1.5ml. **CRM GLOBE**

- Capacidad: 1.5 ml
- Tapa plana, transparente
- 500 piezas
- Fabricados en polipropileno
- cierre hermético tapa plana de fácil manipulación
- Autoclavables hasta 121°C,
- con graduación.



Los Microtubos para Centrifuga 1.5ml son un pequeño contenedor un pequeño contenedor cilíndrico de plástico, con un fondo cónico y típicamente una tapa unida al cuerpo del tubo para evitar su desprendimiento.

