

Papel Indicador De Ph 0-14

CIVEQ

- Cada tira cuenta con 4 almohadillas de detección que garantizan resultados fiables y rápidos.
- Rango de pH: 0-14
- Resolución: 1 unidad de pH
- Formato: Caja con 100 tiras
- Uso Versátil: Ideal para laboratorios, análisis de suelos, acuarios, y más.



Es una herramienta de medición que te permite identificar que tan alta es la concentración de iones de hidrogeno en las soluciones. Es un material práctico y desechable, pues a diferencia de otro tipo de instrumentos, una vez utilizado no puede volver a emplearse.

