


Papel Indicador De Ph 4.5-9 CIVEQ

- Precisión: 4.5 - 9.
- Accesorios incluidos: tabla de color.
- Características adicionales: escala de medición de .5.
- Rango de medición: 0.5cm.
- Temperatura máxima: 100°C.



Es una herramienta de medición que te permite identificar que tan alta es la concentración de iones de hidrogeno en las soluciones. Es un material práctico y desechable, pues a diferencia de otro tipo de instrumentos, una vez utilizado no puede volver a emplearse.

