


Pipetas de Transferencia 3ml

CRM GLOBE

- Hechas en una sola pieza de polietileno irrompible.
- Muy utilizadas para bancos de sangre, hematología, química, microbiología, análisis clínicos.
- Capacidad: 3 ml
- Presentación: 250 Piezas



- No son tóxicas ni se ven afectadas químicamente por líquidos biológicos ni por la mayoría de ácidos.
- Se pueden cerrar al calor para almacenar líquidos o transportarlos.
- Las pipetas pueden congelarse en nitrógeno líquido.
- Se producen a partir de una graduación específica de polietileno de baja densidad (LDPE, por sus siglas en inglés) y eso permite que no se deslicen.

