


Pipetas de Transferencia 5ml CRM GLOBE

- Hechas en una sola pieza de polietileno irrompible.
- Muy utilizadas para bancos de sangre, hematología, química, microbiología, análisis clínicos.
- Presentación: 250 Piezas
- Capacidad: 5 ml



- **No son tóxicas ni se ven afectadas químicamente por líquidos biológicos ni por la mayoría de ácidos.**
- **Se pueden cerrar al calor para almacenar líquidos o transportarlos.**
- **Las pipetas pueden congelarse en nitrógeno líquido.**
- **Se producen a partir de una graduación específica de polietileno de baja densidad (LDPE, por sus siglas en inglés) y eso permite que no se deslicen.**

