

Piseta integral 250 ml **CRM Globe**

Envases cilíndricos
con un pico en el
extremo de la tapa



frasco cilíndrico de
plástico con una
abertura parecida a la
de una pajita, que se
utiliza en el
laboratorio de química
o biología para
contener algún
solvente, por lo
general agua
destilada o
desmineralizada,
aunque también
solventes orgánicos
como etanol, metanol,
exano etc



permite el lavado
de lugares muy
profundos o muy
escondidos.



Material de fabricación: LPDE

SKU: C46045-250