

Puntas 2-200ul Para Micropipeta tipo Brand **CRM GLOBE**

- fabricadas con polipropileno
- no estéril
- autoclavables hasta 121°C.
- Compatibles con micropipetas de la marca Brand, Biohit, Socorex, Gilson, Eppendorf, entre otras.
- Ideales para laboratorios de microbiología y biología molecular.
- Presentación: 1000 Piezas
- Color: Amarillo
- Volumen: 2-200 ul



Estas pequeñas piezas de plástico se utilizan para cargar y dispensar volúmenes de líquidos con una precisión milimétrica, lo que las convierte en herramientas indispensables en la investigación, la biología molecular, la química y muchas otras disciplinas científicas.

