

Puntas para Micropipeta 0.5-20ul tipo Gilson **CRM GLOBE**

- Fabricadas con polipropileno
- no estéril
- autoclavables hasta 121°C.
- Compatibles con micropipetas de la marca Brand, Biohit, Socorex, Gilson, Eppendorff, entre otras.
- Color: Transparente
- Presentación: 1000 Piezas



Estas puntas están diseñadas para ajustarse perfectamente al cono de la micropipeta, lo que garantiza un sellado hermético y evita fugas o contaminación cruzada durante la manipulación de las muestras.

