

Puntas para Micropipeta 1000-5000ul tipo Gilson **CRM GLOBE**

- Fabricadas con polipropileno
- no estéril
- autoclavables hasta 121°C.
- Compatibles con micropipetas de la marca Brand, Biohit, Socorex, Gilson, Eppendorff, entre otras.
- Color: Transparente
- Presentación: 1000 Piezas



Estas pequeñas piezas de plástico se utilizan para cargar y dispensar volúmenes de líquidos con una precisión milimétrica, lo que las convierte en herramientas indispensables en la investigación, la biología molecular, la química y muchas otras disciplinas científicas.

