

Puntas para Micropipeta 2-200ul tipo Gilson

CRM GLOBE

- Se utiliza para la toma de una pequeña muestra de líquido o solución.
- Autoclavable hasta 121°C. 100% inerte.
- Hechas de polipropileno.
- Sin esterilizar.
- Compatibilidad universal.
- Cantidad: 1000 pzas
- Color: amarillo
- Capacidad: 2 a 200ul



Estas pequeñas piezas de plástico se utilizan para cargar y dispensar volúmenes de líquidos con una precisión milimétrica, lo que las convierte en herramientas indispensables en la investigación, la biología molecular, la química y muchas otras disciplinas científicas.

