

Puntas para micropipeta estándar 200ul **CAPP EXPELL**

- Fabricadas en polipropileno.
- Perfectas para todas las necesidades de manejo de líquidos garantizando un uso versátil y eficiente.
- Son universales y compatibles con la mayoría de las marcas de pipetas reconocidas en el mercado
- Color: amarillo
- Presentación 1000 piezas
- Capacidad 200ul



son pequeñas boquillas desechables que se acoplan a las micropipetas para manipular y transferir líquidos con precisión milimétrica. Estas puntas están diseñadas para ajustarse perfectamente al cono de la micropipeta, lo que garantiza un sellado hermético y evita fugas o contaminación cruzada durante la manipulación de las muestras.

