

Termometro LO-tox Relleno Azul -20 a 150 C **BRANNAN**

- Rango: -20 a 150°C
- División: 1,0 °C
- Longitud: 305 milímetros
- Relleno: LO-tox™ Azul
- Presentación: por pieza

**Termometro LO-tox Relleno
Azul -20 a 150 C de
inmersión total, utilizado en
todos los procesos de
monitoreo de temperatura
en los laboratorios,
docencia e industria. En la
inmersión total, los
termómetros deben
introducirse en el líquido
hasta la temperatura
marcada por el mismo ya
que están calibrados para
funcionar de esta manera.**

