

Tubos de Centrifuga 15 ml (50 pzas) **FALCON**

- Estéril.
- No citotóxico.
- Libre de pirógenos.
- Fabricado en polipropileno con alta transparencia.
- Graduación en color azul, división de 0.5mL.
- Área para identificación.
- Tapón roscado de polietileno de alta densidad, color azul.
- Soporta una FCR de hasta 12,000 xg.
- Presentación 50 tubos/bolsa.



Los tubos de centrifuga se fabrican con material de polipropileno clarificado. Resistente a alcoholes y disolventes orgánicos suaves. Tiene paredes translúcidas para una fácil visualización. Es estable desde menos 80 grados hasta más 121 grados.

