

Vaso graduado 100 ml boca amplia

CRM Globe

Un Vaso graduado 100 ml es un recipiente, típicamente de plástico, que tiene marcas o graduaciones que indican diferentes niveles de capacidad, lo que permite medir volúmenes de líquidos de forma precisa.

CARACTERÍSTICAS

Boca amplia, graduación en relieve, reborde y pico

Fabricado en polipropileno irrompible

Autoclavable a 121 °C.

Ahorro de espacio gracias a la posibilidad de ser apilados.



SKU: CRM-0010E