

Caja Para Archivar-transportar Portaobjetos CRM GLOBE

- Capacidad para almacenar hasta 100 portaobjetos de medidas estándar (75 x 25 mm)
- Fabricada en polipropileno.
- Su diseño incluye una tapa que asegura la protección de los portaobjetos
- Su estructura rígida permite un manejo seguro y fácil
- Sin fecha de vencimiento, puedes utilizarla sin preocupaciones



La Caja Para Archivar-transportar Portaobjetos es utilizada en microscopia y otros procesos de laboratorio, es rígida y permite que se sostengan para almacenar los portaobjetos con seguridad por un periodo determinado de tiempo.

