

Controlador de pipetas macro **BRAND**

- Simplifica el pipeteo
- Mejora la ergonomía del laboratorio
- Pipetas a tolerancias de clase A
- Autoclavable para pipetas estériles
- Incluye un filtro de membrana hidrófobo de 3 mm que previene la contaminación cruzada y la sobre aspiración
- Compatible con pipetas serológicas, volumétricas y graduadas de 0,1 ml a 200 ml

El controlador de pipetas Brand macro™ es una alternativa confiable y ergonómica a los bulbos de pipeta de goma y otros dispositivos de aspiración manual. Su exclusivo sistema de válvula proporciona un control preciso del menisco con un solo dedo que alivia la tensión por movimientos repetitivos causados por el pipeteo repetido y es fácil de operar, incluso para usuarios novatos.

