

Dispensador análogo 10-100 ml **BRAND**

- Volumen de 10 a 100 mL.
- Sin válvula de purga.
- Fácil de desmontar para su limpieza.
- Facilita dosificar reactivos agresivos como ácidos concentrados, soluciones alcalinas y solventes orgánicos en general.
- Esterilizable en autoclave.
- Rosca GL 45.
- Se suministra con cánula de dosificación, tubo de aspiración telescópico, llave de montaje y adaptadores de PP para frasco (GL 32-33, GL 38, S 40).



Dispensador análogo 10-100 ml es un dispositivo que permite medir y dispensar líquidos de manera precisa, generalmente en el ámbito de la química de laboratorio. A diferencia de los dispensadores digitales, el dispensador análogo 10-100 ml no tiene una pantalla electrónica o un control electrónico para ajustar el volumen.

