

# Kit de cánula nasofaríngea 6 NPA **DYNAREX**

- Diseñado para insertarse en el conducto nasal.
- El diseño de brida fija limita la profundidad de inserción para una colocación segura.
- Construido con materiales suaves para mayor comodidad.
- Cuenta con punta redondeada para una inserción suave.
- Los tubos fuertes y flexibles resisten el colapso y las torceduras.
- No fabricado con látex de caucho natural.
- Tamaños de vías respiratorias (MM): 5,5, 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0.



**6 NPA + 6 paquetes de  
jalea lubricante**

