

# Pipeta monocanal de volumen variable **THERMO SCIENTIFIC**

- Diseño de asa ligero combinado con fuerzas bajas de fijación, expulsión y sobre el émbolo que ayudan a reducir el riesgo de RSI
- Volumen (métrico) De 20 - 200  $\mu$ l
- Soporte para dedo ajustable con un ángulo de 120°, cómodo para usuarios zurdos y diestros
- puntas compatibles Finntip 250, Filter 200, Flex 200, Flex Filter 200, 200 Ext, Filter 200 Ext, Wide 250

**Pipeta monocanal de volumen variable es un instrumento de laboratorio utilizado para transferir volúmenes pequeños y medianos de líquidos con precisión. Se caracteriza por tener un solo conducto para aspirar y dispensar el líquido, utilizando puntas desechables para cada transferencia.**

