

Termómetro Infrarrojo de Pared **ROHS**

- Alarma automática luz roja intermitente + sonido
- Precisión de la prueba +/-0,2 grados
- Tiempo de respuesta de 0,5 segundos
- Medición automática distancia de 5 cm-10 cm
- Batería recargable de 3,000 mAh
- Tamaño 15.0 * 10.0 * 9cm aprox.
- Pantalla digital LCD



Un termómetro infrarrojo de pared mide la temperatura de una superficie a distancia, sin necesidad de contacto. Funciona detectando la radiación infrarroja emitida por la superficie y convirtiéndola en una lectura de temperatura.

