


# Termómetro de laboratorio Bimetal, 2plg TEL-TRU

- Rango de Temperatura (C)  
-40 grados a 70 grados
- Precisión +/-1%
- Longitud del Vástago 8\''  
pulg.
- Diámetro del Vástago 5/3\''
- Tamaño de Carátula 2 pulg
- Material de la Ventana.  
Vidrio
- Escala: Celsius
- Acabado de Bobina Silicón  
para Reducir el Tiempo de  
Respuesta y Amortiguar las  
Vibraciones



**Un Termómetro de laboratorio Bimetal es un dispositivo que utiliza el principio de dilatación diferente de dos metales diferentes para medir la temperatura**

