

Matraz Erlenmeyer 150mL

Parámetro	Especificación
Tipo de producto	Matraz Erlenmeyer de cuello estrecho
Material	Vidrio de borosilicato 3.3, resistente a altas temperaturas y cambios bruscos térmicos
Capacidad	150 mL
Forma	Cuerpo cónico con base ancha y cuello estrecho que facilita agitación y evita salpicaduras
Graduación	Escala de volumen esmaltada en vidrio, duradera y de fácil lectura
Resistencia térmica	Alta, adecuado para uso repetido y calentamiento moderado
Resistencia química	Alta, compatible con la mayoría de reactivos químicos
Uso	Mezcla, calentamiento, reacciones químicas y manejo de líquidos en laboratorio
Aplicación	Química orgánica e inorgánica, laboratorios educativos y técnicos
Reutilizable	Sí



CIVEQ